




DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPTION



ASIENTO MASAJEADOR SHIATSU

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)
50.197 Zaragoza
Tel: 976 47 98 24

DESCRIPCIÓN

- a-Repasa espalda masaje
- b-Motores de masaje
- c-Funda para guardar mando
- d-Tiras para sujetar respaldo
- e-Mando control de masaje
- f-Conector para adaptador
- g-Adaptador CA/CC

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Instrucciones importantes, consérvese para usos futuros.
- Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.
- **JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.
- Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la

exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc...
 -Este aparato está pensado para que lo usen los adultos. No permita que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños, o personas insensibles al calor.

-No debe ser utilizado en niños, personas con problemas cardíacos, marcapasos, trombosis, heridas graves corporales, en definitiva para cualquier persona con problemas médicos serios consultar con su médico.

-Recordar que este producto ha sido ideado, no para curar, sino para proporcionar relax.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Utilice siempre el adaptador de corriente CA/CC que se suministra con el aparato, nunca intente utilizarlo con otro aunque parezca de similares características.

-Si detecta que el cable de alimentación, la clavija o el adaptador están dañados o bien han caído en agua o en otro líquido, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable, la clavija o el adaptador.

Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.

-Si por cualquier motivo, el calor que le suministra el aparato lo siente excesivo, retírelo inmediatamente de su cuerpo.

-Para desconectar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso, antes de proceder a su limpieza y si éste no funciona correctamente.

- No usar el aparato si este está húmedo, no deje el aparato bajo

la exposición de agentes climáticos como la lluvia, sol, nieve...

- No insertar alfileres en el colchón.

- No usar el producto arrugado o doblado.

- Una utilización prolongada del aparato en la máxima regulación, puede dar lugar a quemaduras en la piel. Nunca se duerma con el colchón en funcionamiento.

- Examine el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño, si tales signos existen o si el aparato ha sido usado indebidamente, consultar al distribuidor antes de cualquier nuevo uso.

-No usar el aparato con el cuerpo húmedo o sudado, ni con los pies o manos húmedas.

-Cuando no se utilice el aparato, almacenar como se indica en estas instrucciones y evitar doblar el aparato (el asiento calefactor).

SITUACIONES EN LAS QUE NO SE DEBERÍA UTILIZAR EL REPOSA ESPALDAS

Cuando cualquiera de estas situaciones ocurran, detener inmediatamente el reposa espaldas, bloquear la alimentación eléctrica y desconectar el enchufe:

- El reposa espaldas está humedecido por el agua o no funciona.

- La tela del reposa espaldas está dañada o las partes del respaldo están expuestas.

- Cuando se presenta un mal funcionamiento eléctrico.


- Durante una tormenta.

- Revise las diferentes partes de la tela del reposa espaldas para comprobar que no existen roturas o descosidos en ninguna de sus partes.




- No utilizar el reposa espaldas si existen rajaduras en la tela del tapizado central. Apagar inmediatamente la alimentación eléctrica y desconectar el enchufe. Utilizar el sillón de masajes en éstos casos podría causar heridas como consecuencia de descargas eléctricas.

MODO DE EMPLEO

Una vez tenga el respaldo desembalado y montado correctamente, colóquelo en el lugar donde desee utilizarlo y recuéstese en el respaldo.

Para encender el aparato, presionaremos el botón on /off  y el piloto luminoso empezará a parpadear, y los rodillos bajarán hasta la posición mas baja (ahora se encuentran a la mitad del aparato), cuando estos alcancen la posición mas baja, el piloto luminoso dejará de parpadear y se mantendrá encendido indicando que el aparato está listo para funcionar.

Seleccione la función que desea emplear:

vibración  | rodillos  | calor  |

Para seleccionar la función vibración, presione sobre el botón vibración, hasta conseguir la intensidad que desea. Podrá seleccionar tres intensidades de vibración, intensidad baja, intensidad media e intensidad alta.

Para obtener más intensidad o menos de vibración, vaya presionando el botón para alternar de intensidad baja a intensidad media o alta.

Para la función rodillos, usted puede seleccionar la zona que desea masajear, zona superior de espalda y cuello, zona lumbar o toda la espalda, seleccionando cada zona a través del control remoto, para ello, presione primeramente sobre el botón función rodillos y seguidamente, sobre el botón de la zona de masaje que desea. Un piloto luminoso le señalará la zona seleccionada del masaje.

Finalmente para activar la función calor presione el botón calor y el piloto luminoso se encenderá y para desactivarla vuelva a presionar el mismo botón.

El aparato no quedará apagado hasta que se desenchufe totalmente de la red eléctrica.

Para apagar el aparato, presionaremos el botón on /off y el pi-

loto luminoso empezará a parpadear, y los rodillos bajarán hasta la posición mas baja, subiendo hasta la mitad donde se pararán y seguidamente el piloto luminoso se apagará. Si los rodillos se encuentran en la posición mas alta, y deseamos apagar el aparato, los rodillos deberán hacer todo el recorrido de bajada, y media subida hasta que el aparato se apague. Este recorrido es necesario, para que el aparato, detecte en cada momento cual es la posición exacta de los rodillos.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.

No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

Limpie el aparato con un paño seco para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad.

Usar un paño seco para limpiar el mando de funciones .

Colocar el aparato en un lugar limpio y seco.

DATOS TÉCNICOS

CARGADOR:

110-240V 50/60Hz 1.0A

12V DC 3000mA

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/EC de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas.

ASSENTO MASAJEADOR SHIATSU

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL. : 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a-Apoio para costas com função massagem.

b-Motores de massagem.

c-Estojo para guardar o controle.

d-Cintos para segurar o respaldo.

e-Controle

f-Conector com adaptador.

g-Adaptador CA/CC

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc...

Este aparelho está pensado para ser usado por adultos. Não é

permitido o uso a pessoas não familiarizadas com este tipo de produtos, pessoas deficientes, crianças ou pessoas insensíveis ao calor.

-Não deve ser utilizado em crianças, pessoas com problemas cardíacos, marca-passos, trombose, feridas graves corporais, definitivamente para qualquer pessoa com problemas médicos sérios é melhor consultar com seu médico.

-Lembre-se que este produto tem sido ideado, não para curar, senão para proporcionar relax.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

- Se por qualquer motivo, o calor que gera o aparelho você sente que é excessivo, tire-o imediatamente do seu corpo.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Tire da tomada o aparelho da rede eléctrica sempre que tenha finalizado seu uso, antes de proceder a sua limpeza y si este não funciona corretamente.

-Não usar o aparelho se estivera úmido, não deixe o aparelho baixo a exposição de agentes climáticos como a chuva, sol, neve...

-Não inserir alfinetes no colchão.

-Não usar o produto enrugado ou dobrado.

-Uma utilização prolongada do aparelho na máxima regulação, pode ocasionar queimaduras na pele.

-Examine o aparelho frequentemente para o caso de ter algu-

na sinal de desgaste o dano, se houver sinal ou se o aparelho houvera sido usado indevidamente, consultar ao distribuidor antes de qualquer novo uso.

-Não usar o aparelho com o corpo úmido ou suado, nem com os pés ou mãos úmidas.

- Quando não use o aparelho, armazene como é indicado nas instruções e evite dobra-lo (o assento aquecedor).


SITUAÇÕES EM QUE NÃO SE DEVE UTILIZAR O ENCOSTO

Quando qualquer uma destas situações ocorrer, parar imediatamente a utilização do encosto, bloquear a alimentação eléctrica e desligar da electricidade:

- O encosto está humedecido com água ou não funciona.
- O tecido está danificado ou algumas partes do encosto estão expostas.
- Quando apresenta um mau funcionamento eléctrico.
- Durante uma tempestade.
- Verificar as diferentes partes de tecido do encosto para comprovar que não existem rupturas ou tecido descosido em nenhuma das suas partes.
- Não utilizar o encosto se existem rasgões no tecido. Desligar imediatamente a alimentação eléctrica desligando-o da electricidade. Utilizar o encosto de massagens nestes casos poderia causar feridas como consequência de descargas eléctricas.
- Quando sinta calor demais, desligue o respaldo relax. Consulte ao seu medico, tal vez seja sensível ao calor e você não saiba.

MODO DE USO

Depois de desembulhar e montar corretamente o respaldo coloque-o no lugar onde deseje usá-lo e recoste-se no apoio.


Para ligar o aparelho, aperte o botão on/off ; o indicador luminoso começará a piscar e os rolos se situaram na posição mais baixa (agora ficam na metade do aparelho); quando atinjam a posição mais baixa, o indicador luminoso parará de piscar e se manterá ligado indicando que o aparelho está pronto para funcionar.

Selecione a função que deseja:
vibração  | rolos  | calor 

Para selecionar a função vibração, aperte o botão vibração até atingir a intensidade desejada. Poderá selecionar três intensidades de vibração, intensidade baixa, média e alta.

Para obter mais intensidade ou menor vibração, aperte o botão repetidamente para alternar de intensidade baixa a média ou alta.

Para a função rolos, pode selecionar a zona onde deseje a massagem, zona superior de costas e pescoço, zona lombar ou as costas completas, selecionando por meio do controle; para isto, aperte primeiro o botão função rolos e depois, sobre o botão da zona de massagem desejada. Um indicador luminoso lhe indicará a zona selecionada para a massagem.

Finalmente, para ativar a função calor, aperte o botão  e o indicador luminoso ficará ligado. Para desativá-lo aperte de novo o mesmo botão.

O aparelho não ficará desligado até que o tire da tomada.

Para desligar o aparelho, aperte o botão on/off; o indicador luminoso começará a piscar, os rolos baixaram até a posição mais baixa, subindo até a metade onde ficaram parados e depois o indicador luminoso desligará. Se os rolos ficam na posição mais alta e desejamos desligar o aparelho, os rolos deverão fazer

todo o percurso baixando e média subida até que o aparelho desligue. Este percurso é preciso para que o aparelho detecte em cada momento qual é a posição exata dos rolos.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede elétrica.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano seco para eliminar qualquer resto de pó ou sujeira.
- Usar um pano seco para limpar o mando das funções.
- Coloque o aparelho num lugar limpo e seco.

DADOS TÉCNICOS

CARGADOR:

110-240V 50/60Hz 1.0A

12V DC 3000mA

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separadopara produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

SHIATSU MASSAGER SEAT

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

- a- Massage back rest
- b- Massage Motors
- c- Storing cover for the remote control
- d- Strips to fix the back rest
- e- Massage remote control
- f- Adaptor connector
- g- Adaptor AC/DC

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc...

-This device is intended for use by adults. Do not allow its use by the persons who do not know how to use it, disabled persons, children or people insensitive to heat.

-Should not be used by children, people with heart problems, thrombosis, serious bodily injury, ultimately if a person has any serious medical problems consult with a doctor.

-Remember that this product has been invented not to treat but to provide relaxation.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation. Plug the deep fryers into a socket with an earthing connection.

-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.

-To avoid overheating, it is advisable to unroll completely the power cable and to disconnect the plug from the mains when the appliance is not in use.

-If for any reason, the heat that supplies the device is excessive, immediately remove the device from your body.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.

-Always unplug a device from electrical network when finish it using, before its cleaning and if it does not work correctly.

-Do not use a device if it is wet; do not leave a device under the exposure of weathering such as rain, sun, snow etc.

-Do not insert pins into a mattress

-Do not use a product if it is wrinkled or folded.

-A prolonged use with maximum level of regulation can lead to burns on the skin.

-Check a device frequently for signs of wear or damage. If such signs exist or a device has been used improperly, consult a distributor before any further use.

-Do not use a device neither with wet or sweat body nor with wet feet or hands.


-When you do not use the device, store it as indicated in the instructions and folding it (the heating seat)

SITUATIONS UNDER WHICH THE BACKREST MUST NOT BE USED

When any of the following situations arises, immediately stop the backrest, switch off the electricity supply, and unplug the appliance:

- When the backrest has been dampened with water, or does not work.
- When the backrest upholstery is damaged or parts of the backrest are exposed.
- When electrical malfunctioning is apparent.
- During a thunderstorm.
- The various parts of the upholstery must be checked to see whether there are any tears or any parts have become unsewn.
- The backrest must not be used if there are any tears in the centre upholstery. The electricity supply must be immediately switched off and unplugged from the mains electricity supply. The use of the massage chair under these circumstances could cause physical damage as a consequence of electric shocks.
- If you feel excessive heat, like a burning back sensation, switch off the backrest immediately. It is recommended you check with your doctor as you may be unaware of suffering from heat sensitivity.

INSTRUCTIONS FOR USE

To switch it on, press the button On / Off  and the pilot light will start flashing and the rollers go down to the lowest position (so they are in the middle of the device now). When they reach the lowest position, the pilot light will stop flashing and remain switched indicating that the device is ready for operation.

Select a function you want to use:

vibration  | rollers  | heating  |

To select the vibration function, press the button Vibration till achieving an intensity level you want. You can select 3 intensity levels of vibration: low, medium and high.

To increase or reduce intensity of vibration, keep pressing the button to alternate from low to medium or high intensity.

For the roller function, you can select an area you want to massage: upper back and neck, lower back or full back, selecting each area by the remote control.

For this first press the button Roller function and then press the button of the area you want. The pilot light will indicate the selected area of massage.

Finally to activate the heating function press the button Heat and the pilot light will be switched on. To switch it off just press the same button.

The device will not be switched off completely until you unplug it from the mains supply.

To switch the device off, press the button On / Off and the pilot light will start flashing, the rollers go down to the lowest position and then up to the middle where they stop and the pilot light will be switched off. If the rollers are in the higher position and we want to switch off the device, the rollers must make the whole way down and half way up until the device turns off.

This procedure is necessary so let the device detecting the exact position of the rollers at each moment.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.

-Clean a device with dry cloth to remove any dust rests or dirt.

-Use dry cloth to clean a remote control.

-Place a device at a clean and dry place.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARGER:

110-240V 50/60Hz 1.0A

12V DC 3000mA

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

ASSISE DE MASSAGE SHIATSU

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier pour votre confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- a-Assise de massage du dos
- b-Moteurs de massage
- c-Housse pour stocker la télécommande
- d-Crochets pour fixer l'assise
- e-Télécommande de massage
- f-Connecteur pour adaptateur
- g-Adaptateur CA/CC

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.

-**JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit sur ce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quelque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil est destiné aux adultes. Ne permettez pas que des personnes non habituées à ce type d'appareils, des personnes invalides ou des enfant l'utilisent. Ne pas utiliser avec les personnes insensibles à la chaleur.

-Ne pas l'utiliser pour les enfants, personnes avec problèmes cardiaques, pacemakers, thrombose, blessures corporelles gra-

ves, en definitive pour les personnes avec de sérieux problèmes de santé, consulter auparavant le médecin.

-Ne pas oublier que ce produit a été conçu, non pas pour soigner, mais pour procurer une relaxation.

-Avant de brancher l'appareil au réseau électrique vérifiez que le câble et la prise soient en parfait état, vérifiez en outre que la tension indiquée sur l'appareil est valable pour votre installation électrique.

-Si vous détectez que le câble d'alimentation, la cheville ou l'adaptateur sont endommagés ou bien sont tombé dans l'eau ou dans un autre liquide, n'utilisez pas l'appareil, et n'essayez pas de remplacer le câble, la cheville ou l'adaptateur. Allez directement au service technique autorisé d'Appareils **JOCCA** où on vous le remplacera correctement.

-Ne submergez pas l'appareil, ni aucune autre partie de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

-Déroulez complètement le câble d'alimentation pour éviter toute surchauffe.

- Si pour n'importe quelle raison la chaleur fournie par le produit vous paraît excessive, retirez le immédiatement du contact de votre corps.

-Pour débrancher l'appareil du réseau électrique ne tirez pas sur le fil, tirez toujours au niveau de la prise.

-Débrancher l'appareil du secteur après son utilisation, avant de le nettoyer ou bien s'il ne fonctionne pas correctement.

-Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide, ne pas l'exposer aux agents climatiques comme la pluie, le soleil, la neige...

-Ne pas planter d'aiguilles dans le matelas.

-Ne pas utiliser le produit s'il est froissé ou plié.

-Une utilisation prolongée de l'appareil sur le réglage maximum, peut provoquer des brûlures sur la peau.

-Examiner l'appareil fréquemment au cas où il y aurait des signes d'usure ou de détérioration. Si c'est le cas ou bien si l'appareil n'a pas été utilisé correctement, consulter le distributeur avant de l'utiliser à nouveau.

-Ne pas utiliser l'appareil avec le corps humide ou transpirant, ni avec les pieds ou les mains humides.

- Quand vous n'utilisez pas le produit, stockez le comme c'est indiqué dans les instructions suivantes et éviter de doubler l'appareil (l'assise confort chauffante)


SITUATIONS OÙ VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS UTILISER LE DOSSIER

Quand chacune de ces situations se produiront, arrêter immédiatement le repose dos, bloquer l'alimentation électrique et déconnecter la prise:




- Le dossier est humide par l'eau ou ne fonctionne pas.
- La toile du dossier est endommagée ou les parties du dossier sont mises à nues.
- Quand un mauvais fonctionnement électrique se présente.
- Pendant un orage.
- Réviser que les différentes parties de la toile du dossier pour vérifier qu'il n'existe de ruptures ou de déchirures dans aucune des parties du dossier.
- Ne pas utiliser le repose dos s'il existe des déchirures dans la toile de la tapisserie d'ameublement centrale. Éteindre immédiatement l'alimentation électrique et déconnecter la prise.
- Utiliser le fauteuil de massage dans ces cas précis pourrait causer des blessures suite à des décharges électriques.
- Lorsque la chaleur soit excessive, sensation de brûlure au dos, éteindre immédiatement le dossier relax. Consulter votre médecin, vous pouvez être sensible à la chaleur et ne le savoir.

MODE D'EMPLOI :

Une fois que vous avez sorti l'assise de massage de son emballage, placez la à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser et appuyez vous sur l'assise.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur On/Off  . Le voyant lumineux va commencer à clignoter et les rouleaux s'abaisseront jusqu'au niveau le plus bas (Ils atteignent d'abord le milieu de l'appareil). Quand ceux-ci atteignent le niveau le plus bas, le voyant lumineux arrête de clignoter et se maintient allumé pour indiquer que l'appareil est prêt à l'utilisation.

Sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser:

vibration  | rouleaux  | chaleur  |

Pour sélectionner la fonction vibration, presser le bouton vibration jusqu'à atteindre l'intensité souhaitée. Vous pourrez choisir entre 3 intensité de vibration (faible, medium et haute)

Pour obtenir plus ou moins d'intensité de vibration, continuez de presser le bouton pour alterner entre les 3 possibilités.

Pour la fonction rouleaux, vous pouvez sélectionner la zone de massage souhaitée: zone supérieure du dos et cou, zone lombaire ou tout le dos. La sélection se fait sur la télécommande : presser premièrement le bouton fonction rouleaux et ensuite le bouton de la zone de massage souhaitée. Un voyant lumineux vous indiquera la zone sélectionnée.

Pour la fonction chaleur, presser le bouton et le voyant lumineux s'allumera. Pour le désactiver ré appuyer sur ce même bouton.

L'appareil ne sera pas complètement éteint avant son débranchement complet de l'alimentation électrique

Pour éteindre l'appareil, presser le bouton On/Off. Le voyant lumineux va clignoter, les rouleaux vont descendre au niveau le plus bas, remontant jusqu'à la moitié où ils s'arrêteront et ensuite le voyant lumineux s'éteindra. Si les rouleaux se trouvent dans la position la plus haute et que l'on veut éteindre l'appareil: Ceux-ci devront faire tout le parcours de descente et montez à moitié jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Ce parcours est nécessaire pour qu'à tout moment l'appareil puisse détecter la position exacte des rouleaux.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

-Avant de procéder à sa propreté, azures-vous que l'appareil sois débranché du réseau électrique.

-N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de produits qui peuvent

endommager l'appareil.

-Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec pour éliminer tout reste de poussière ou salissure.

-Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le tableau de fonctions.

-Placer l'appareil dans un endroit propre et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEUR:

110-240V 50/60Hz 1.0A

12V DC 3000mA

Cet appareil est conforme à la Directive 2006/95/EC de Baisse Tension et au Directive 2004/108/EC de Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants haute gamme lesquels pourront être recyclés et réutilisés.



Le pictogramme "poubelle roulante barrée" à côté d'un produit veut dire que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer. Protégeons l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi nous éviterons des conséquences négatives pour l'environnement et notre santé.